

Fauteuil de repos en bois avec dossier inclinable – SB411A

Des options d'assise conçues pour les environnements de soins d'aujourd'hui



Caractéristiques et avantages

- Une large sélection de tissus et de coloris bois, idéale pour couvrir l'ensemble des besoins des établissements
- Une conception robuste et durable utilisant des matériaux faciles à nettoyer et à entretenir
- Ses dimensions lui permettent de s'adapter à de nombreux besoins dans la plupart des contextes de soins de santé

Caractéristiques techniques

Modèle SB411A

Hauteur	~960 - 1 210 mm
Hauteur de l'assise	440 mm
Largeur	625 mm
Profondeur	~660 - 1 300 mm
Poids	~19 kg
Charge maximale*	140 kg
Matériaux	
tissu	mélange polyester- coton enduit
mousse	polyuréthane haute densité ignifugé
châssis	hêtre
Épaisseur de la mousse	
assise	70 mm
dossier - avant	40 - 80 mm
dossier - arrière	10 mm

Tissus/coloris

voir la fiche sur les tissus et les coloris

*conformément aux recommandations du fabricant

Hill-Rom est l'entreprise de technologie médicale mondiale leader sur le marché, employant plus de 10 000 salariés dans le monde. Travaillant en étroite collaboration avec les professionnels de la santé dans plus de 100 pays, nous nous focalisons sur les solutions de soins pour les patients qui permettent d'obtenir de meilleurs résultats cliniques et économiques dans cinq domaines clés : **Amélioration de la mobilité, Traitement et prévention des plaies, Flux d'informations cliniques, Sécurité et efficacité chirurgicales et Traitement et prévention des complications respiratoires.** À travers le monde, les employés, les programmes et les produits de Hill-Rom convergent vers une mission principale : **Améliorer le quotidien des patients et des soignants.**

Tous les produits/choix ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour plus d'informations sur nos produits et services, contactez votre représentant Hill-Rom local ou consultez notre site Web à l'adresse suivante:

www.hill-rom.com

Ce document est destiné uniquement aux professionnels de santé. Les appareils médicaux présentés dans cette brochure sont prévus pour une utilisation avec des patients dans les services des établissements de soins de santé. Hill-Rom recommande de lire attentivement les instructions détaillées relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des appareils, qui se trouvent dans les documents accompagnant ces derniers. Le personnel des établissements de soins est responsable du bon usage et de l'entretien de ces appareils.

Hill-Rom se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles, sans préavis. La seule garantie consentie par Hill-Rom est la garantie écrite expresse sur la vente ou la location de ses produits.

©2016 Hill-Rom Services, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Doc. n° : 5FR150345-01, 10 mai 2016