

Bridge en bois – SB404A

Des options d'assise conçues pour les environnements de soins d'aujourd'hui



SB404A

Caractéristiques et avantages

- Une large sélection de tissus et de coloris bois, idéale pour de nombreuses installations
- Une conception robuste et durable utilisant des matériaux faciles à nettoyer et à entretenir
- Ses dimensions lui permettent de s'adapter à de nombreux besoins dans la plupart des contextes de soins de santé

Spécifications techniques **Modèle SB404A**

Hauteur	860 mm
Hauteur de l'assise	490 mm
Largeur	580 mm
Profondeur	590 mm
Poids	~8 kg
Charge maximale*	135 kg
Matériaux	
tissu	mélange polyester-coton enduit
mousse	polyuréthane
châssis/panneau de châssis	contreplaqué
châssis	bois massif
Épaisseur de la mousse	
assise	45 mm
dossier - avant	40 mm
dossier - arrière	6 mm

Revêtement/coloris

voir la fiche sur les revêtements et les coloris

Options supplémentaires

2 roulettes sur les pieds avant

*conformément aux recommandations du fabricant

Hill-Rom est l'entreprise de technologie médicale mondiale leader sur le marché, présente dans plus de 100 pays et employant plus de 10 000 salariés. Travaillant en étroite collaboration avec les professionnels de la santé, nous nous focalisons sur les solutions de soins aux patients qui permettent d'obtenir de meilleurs résultats cliniques et économiques dans cinq domaines clés : **Amélioration de la mobilité, Traitement et prévention des plaies, Flux d'informations cliniques, Sécurité et efficacité chirurgicales et Traitement et prévention des complications respiratoires**. Les salariés, les programmes et les marques de produits de Hill-Rom convergent vers une mission : **chaque jour, partout dans le monde, nous améliorons les résultats pour nos patients et leur personnel soignant.**

Tous les produits/choix ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour plus d'informations sur ce produit ou sur nos services, veuillez contacter votre représentant Hill-Rom local, ou consultez notre site Web à l'adresse suivante :

www.hill-rom.com

Ce document est destiné uniquement aux professionnels de la santé. Les appareils médicaux présentés dans cette brochure sont prévus pour une utilisation avec des patients dans les services des établissements de soins de santé. Hill-Rom recommande de lire attentivement les instructions détaillées relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des appareils, qui se trouvent dans les documents accompagnant ces derniers. Le personnel des établissements de soins est responsable du bon usage et de l'entretien de ces appareils.

Hill-Rom se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles, sans préavis. La seule garantie consentie par Hill-Rom est la garantie écrite expresse sur la vente ou la location de ses produits.

©2015 Hill-Rom Services, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
Doc. n° : 5FR150339-01, 03 décembre 2015