

# Nachttisch – niedrig

Wohnliches Design für das Wohlbefinden Ihrer Bewohner.



B01



B02



B05



B06



B07



B08

## Funktionen und Ihre Vorteile

- Vielfältige Auswahl an verschiedenen Schubladen und Türen ermöglicht eine wunschgerechte Konfiguration
- Mühelos und sanft schließende Schubladen
- Langlebige, robuste Konstruktion mit Materialien, die sich leicht reinigen und warten lassen
- Passende Größen für die Anforderungen einer modernen Versorgung von Bewohnern



Optional: Ausziehbares Tablett



Optional: Einfacher Unterbau



Optional: Blende mit optionalem Farbkontrast



Optional: Farbkontrast für offene Ablagefläche

## Technische Daten

Modell CH700B2

Höhe	610 mm
Breite	401 mm
Tiefe	401 mm
Gewicht	~16,5 – 24,5 kg
Material	Melamin Korpus Kopfplatte Hochdrucklaminat (HPL)
Scharnier für B01, B02	Standard links Optional rechts
Blende	Standard für B02, B06, B08 Optional für B01, B05, B07

## Rollen

Standard	4 x 50 mm mit Bremsen
Optional	einfacher Unterbau (2 x 50 mm mit Bremsen und 2 Stollen)

## Griffe/Farben

siehe Übersicht „Griffe und Farben“

## Weitere Optionen

- Ausziehbares Tablett
- Farbkontrast für
  - ausziehbares Tablett bzw. offene Ablagefläche
  - Blende bzw. offene Ablagefläche

Hill-Rom ist ein weltweit führendes Medizintechnik-Unternehmen, das mehr als 7.000 Angestellte in über 100 Ländern beschäftigt. Gemeinsam mit Anbietern von Pflegedienstleistungen konzentrieren wir uns auf Versorgungslösungen für pflegebedürftige Patienten, um klinische und wirtschaftliche Ergebnisse in fünf Kerngebieten zu verbessern: **Förderung von Mobilität, Wundversorgung und -vorbeugung, klinische Abläufe, Sicherheit und Effizienz in der Chirurgie und Atemwegsgesundheit.** Hill-Rom-Mitarbeiter, -Programme und -Marken sind alle auf dasselbe Ziel ausgerichtet: **Jeden Tag rund um die Welt optimieren wir die Ergebnisse für unsere Patienten und ihre Pflegekräfte.**

Nicht alle Produkte/Optionen sind in allen Ländern verfügbar. Weitere Information zu diesem Produkt bzw. Services erhalten Sie bei Ihrem Hill-Rom Ansprechpartner vor Ort oder auf unserer Website:

[www.hill-rom.com](http://www.hill-rom.com)

Diese Informationen richten sich ausschließlich an medizinisches Fachpersonal. Die in dieser Broschüre gezeigten Produkte sind zur Verwendung mit Patienten in den Abteilungen von Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen vorgesehen. Hill-Rom empfiehlt, die umfassenden Begleitdokumentationen der Produkte zu deren sicherem und ordnungsgemäßen Gebrauch sorgfältig durchzulesen. Für den ordnungsgemäßen Gebrauch und die Wartung dieser Produkte ist das Personal der Gesundheits- bzw. Pflegeeinrichtung verantwortlich.

Möbelhersteller:

Hill-Rom SAS, B.P. 14 – Z.I du Talhouët, 56330 Pluvigner – Frankreich (auch autorisierte EU-Vertretung)

Hill-Rom behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen an Design, Spezifikationen und Modellen vorzunehmen. Die einzige Garantie von Hill-Rom ist die ausdrückliche schriftliche Garantie, die sich auf den Kauf oder die Vermietung der Produkte bezieht.

©2015 Hill-Rom Services, Inc. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Dok.- Nr.: 5DE150315-01, 28 September 2015